



2016-02-03

Införande av reflextestning vid positiv analys för specifikt IgE

Efter diskussioner med kollegor på Allergimottagningen, Akademiska sjukhuset och på Vårdcentraler kommer vi att från den 16 februari 2016 utföra så kallad reflextestning (automatisk vidareutredning) mot ett begränsat antal kliniskt relevanta allergena komponenter.

Analys av IgE-antikroppar mot allergena komponenter kan ge vägledning om patienterna riskerar allvarliga reaktioner vid kontakt med allergenet eller om det är en korsreaktivitet som oftast enbart ger lokala reaktioner. Analysresultaten kan också ge vägledning om det är en bestående allergi eller om tolerans utvecklas.

Reflextestning kommer att utföras då analys ger $\geq 0,10$ kE/L för specifikt IgE:

- **Jordnöt (f13)** - ger vidare analys av IgE mot *Ara h 1, 2, 3, 8 och 9*
- **Hasselnöt (f17)** - ger vidare analys av IgE mot *Cor a 1, 8, 9 och 14*
- **Mjölk (f2)** - ger vidare analys av IgE mot *Bos d 8*
- **Ägg (f1)** - ger vidare analys av IgE mot *Gal d 1*

Samtidigt inför vi förklarande kommentarer till svaren på analys av dessa allergena komponenter.

Önskar man att inte få vidare utredning då ett specifikt IgE är $\geq 0,10$ kE/L, beställer/kryssar man i "Verifiera EJ allergen", dvs samma princip som då mixar (paneler) ger påvisbart utslag.

Barbro Persson
Medicinskt ledningsansvarig läkare
018-611 90 46