
















## Övrigt provtagnings- och förvaringsmaterial

### Gemensamma provkärl inom Akademiska laboratoriet


Artikelnr Mediq och leverantörens	Provkärl/användningsområde	Foto
<b>80862</b> Sarstedt AB 62.9924.284	Plaströr sterilt 10 mL, 16x100 mm med konisk botten PP, (polypropylenplast), graderad med skruvlock och skrivyta, (KG, KKF, KMB och KP) till CSV, urinanalyser, hud (fibroblaster) och till fostervatten (Amnion)	
<b>54044</b> VWR International 720-2852	Hållare med överföringsrör för urin	
<b>54043</b> VWR International KIMA14934	Vakuüm rör med beige propp 7 mL utan tillsats. För analyser i urin (KKF och KMB) <b>Ej</b> till sediment som kräver 10 mL, använd då art.nr.80862	
<b>44927</b> Sarstedt AB 80.734	Plaströr PP, 20x76 mm, konisk med sked och brunt skruvlock. Till fecesprovtagning för cystor och maskägg och bakt- och virusanalyser (KMB). Calprotectinprov (KKF)	
<b>50954</b> Pac Sweden AB 5652613	Fabriksren bägare i plast 210 mL För urinprovtagning. <b>OBS! pappmugg</b> ska användas vid Urin-Chlamydiaprovtagning	
<b>54045</b> VWR International KIMA21820	Urinprovtagningsburk med lock 120 mL för vakuüm rör <b>OBS! pappmugg</b> ska användas vid Urin-Chlamydiaprovtagning	




<b>56088</b> Sarstedt AB 77.73.094	Flaska i plast med skruvlock, 100 mL Inskickning av urin (KKF) Inskickning av kroppsvätskor (KP)	
<b>56090</b> Sarstedt AB 77.577	Flaska i plast med skruvlock 250 mL Till parasiter i urin (KMB) Inskickning av kroppsvätskor (KP)	
<b>58999</b> Sarstedt AB 75.9922.744	Burk i plast PP med skruvlock 70 mL, (KG; KMB; KP) öppning Ø 44 mm höjd 55 mm Till hud (fibroblaster), för t.ex. port- a-cath dosor, dränageslangar, vävnadsmaterial	
<b>54487</b> Histolab products AB KP-3004	Objektglas 26x76 mm med skrivyta och slipade med sneda hörn till blodutstryk. (KKF, KMB och KP)	
<b>54495</b> Histolab products AB 06959	Täckglas 20x26x0,6 mm till blodutstryk	
<b>49711</b> Sarstedt AB 55.475.005	Plaströr (polystyren) 13x75 mm för att hålla av och frysa prover i	
<b>56594</b> VWR International 212-0572	Propp till plaströr 49711	



### Klinisk genetik







Artikelnr Mediq och leverantörens	Provkärl/användningsområde	Foto
Kontakta Klinisk genetik tfn. 018-611 59 44	Odlingsmediumrör Till moderkaka(CVS)	Foto saknas
<b>50895</b> Ast Medical AB 5158101	Steril bomullspinne till kindsrap för DNA-analys	
<b>47192</b> VWR International 631-1551	Objektglas 26x76 mm med skrivvyta, skurna med raka hörn Till blod- och benmärgsutstryk	Foto saknas

### Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Artikelnr Mediq och leverantörens	Provkärl/användningsområde	Foto
Beställ från Klinisk immunologi tfn. 018-611 40 62	Histoconrör för hudbiopsi 10 mL	








### Klinisk kemi och farmakologi








Artikelnr Mediq och leverantörens	Provkärl/användningsområde	Foto
44986 Orion Diagnostica 30372ETAC	Specifik provtagningsburk för blod i feces, (Feces-Hb) Actim Fecal Blood	
54054 Sarstedt AB 51.1534.500	Salivette-rör med "tuss" För mätning av Beta-traceprotein och saliv-kortisol	
43907 VWR International 215-3003	Urinflaska i plast HDPE med grepp och skruvlock, graderad 2700 mL, öppning Ø 70 mm, utan tillsats. Till urinsamlingar <b>utan</b> tillsats	
55710 Sarstedt 60.9922.241	Plaströr koniskt med fot, 25x90 mm, med skruvlock <b>För urinprover endast inom PV</b> OBS! Detta plaströr får <b>inte</b> skickas in till Akademiska laboratoriet.	
Hämtas på Klinisk kemi och farmakologis provmottagning; ingång 61 2 tr, PV beställer via webbformulär.	Urinflaska mörk 100 mL Till analyserna porfobilinogen, porfyrifraktioner och porfyri.	
Hämtas på Klinisk kemi och farmakologis provmottagning, ingång 61 2 tr, eller på Enköpingslaboratoriet. PV beställer via webbformulär	Urinflaska med skruvlock 2700 mL, <b>med tillsats</b> (20 mL 6 mol/L HCL). Till urinsamlingar <b>med</b> tillsats.	





### Klinisk mikrobiologi

Artikelnr Mediq och leverantörens	Provkärl/användningsområde	Foto
<b>54061</b> Svenska Labfab MED-MW8131	Provtagnings-pinne, flockad liten, till nasofarynxprovtagning. Används även för provtagning chlamydia.från urethra tillsammans med rör ( <b>52738</b> )	
<b>48305</b> Svenska labfab MED-MW951PF	Provtagnings-set 2 mL, flytande virus, grön propp, pinne med stor flockad topp. För PCR-metoder	
<b>53452</b> Pappersmugg Abena AB 500524	Pappersmugg 10 cL för urinprovtagning och analys av klamydia	
<b>52738</b> Abbot Scandinavia AB 9K1202	Provtagnings-set för klamydia, gonokocker och Mycoplasma genitalium, pinne och pipett med transportrör. Till PCR	
<b>50305</b> Mediplast AB 608000V	Vaginaltork med pinne gasväv, Ø 45 mm Används för provtagning av klamydia i cervixprover tillsammans med röret – 55245	





<b>48245</b> Nordic Biolabs AB CP480CE	Provtagnings-set flytande för bakterier, rosa skruvlock, med plastpinne	
<b>45605</b> Nordic Biolabs AB CP125CFE.LD	Provtagnings-set för bakterieodling, blå propp, mjuk aluminiumpinne med hylsa	
<b>55143</b> Sarstedt AB 80.1366.500	Provtagnings-set för bakterieodling, svart propp, plastpinne med hylsa	
<b>55142</b> Sarstedt AB 80.1366	Provtagnings-set för gonorréodling urethra, svart propp, styv aluminiumpinne med hylsa	
<b>45014</b> L.A.B. Diagnostic Nordic AB 142.084006000	Provtagnings-set för sputum 24 mL, i plast, inner + ytterburk med lock.	
<b>53266</b> Vita Verita AB 005-1400-16110	Till hud-Dermatofyter. Rör glas rund botten 15x110 mm med gänga (Locket nedan måste beställas till dessa rör)	
<b>58601</b> Vita Verita AB 014-73805	Vitt skruvlock i plast PP med gummipackning till rör med gänga Ø 16 mm	









54837 Statens seruminstitut 97049	Provtagningsset för tuberkulos- antigen interferongamma, Quantiferonrör (4 rör) Provtagningsordning, se bild	
Beställs från <a href="#">Karolinska laboratoriet</a>	Helicobacter pylori-rör för odling från biopsier	
Beställs från Folkhälsomyndigheten (FHM) parasitlab 010-205 23 02	Rör med SAF-medium	Foto saknas
Beställs från Folkhälsomyndigheten (FHM), 08 - 205 00 00 minst 2 dagar innan prov ska tas	Rör med RPMI-medium	Foto saknas

### Klinisk Patologi





Artikelnr Mediq och leverantörens	Provkärl/användningsområde	Foto
54476 BR. Bioreagens AB 0018-40	Burk i plast med skruvlock 70 mL med 40 mL, 4% formaldehyd	
42011 Br. Bioreagens AB 0031	Burk i plast, 70 ml med 40 mL 4 % färgad formaldehyd (eosin) För px prostata och gastro	
54514 Solveco Chemicals AB 1092	Formaldehyd 4 % neutralt buffrad 5 L	Foto saknas



<b>56190</b> Wingplast AB 1180/25	Borste med kula 200 mm för cellprov	
<b>Beställs från</b> <b>Klinisk patologi</b> Tfn 018-611 38 01. Sparas i frysa ca 6 mån och tinas direkt innan provtagning.	Rör med skruvlock helt fylld med färsk (tinad) 3% glutaraldehyd i 0,1 M fosfatbuffert.	Foto saknas
<b>65515</b> Sarstedt AB 62.547.254	Rör i plast med konisk botten, 29x114 mm, PP, graderad med skruvlock och skrivvyta. Vissa cytologiprover (t.ex. pericardvätska) skickas i detta s.k. Falconrör	
<b>43514</b> Hettich Labinstrument AB 456080	Mörkblå propp, 7 mL drar 6 mL provmaterial, Na-heparin, plaströr, <i>Vacurette</i> Immunfenotypning blod och benmärg (KP)	
<b>56471</b> Axlabs AB 491253	Provbüsk för vätskebaserad vaginalcytologi surepath	
<b>56556</b> Cortec medical AB 380101000	Kombinationsborste 200 mm för cellprov surepath	
	Används till borstbiopsi. Top dent micro fine 0,5 mm mellanrumsborste	














	Används till borstbiopsi Top dent micro fine 0,7 mm mellanrumsborste	
<b>55690</b> Fisher Scientific 11753264	Hink i plast med lock och handtag 3L PP	
<b>55694</b> Fisher Scientific 11733264	Hink i plast med lock och handtag 5,7L PP	
<b>55695</b> Fisher Scientific 11743264	Hink i plast med lock och handtag 10,7L PP	



### Material för provskickning

Artikelnr Mediq och leverantörens	Användningsområde	Foto
<b>42332</b> Histolab products AB 05300 alt. beställ från Cytologlab 018-611 38 17	Transportlåda för objektglas 5-fack, med vidhängande lock.	
<b>41030</b> Sarstedt AB 78.898.113	Provrörshylsor 10-11 mL, 30x126 mm för rör 10-11 mL med skruvlock och absorberande inlägg, PP	
<b>55746</b> WWR International BOET08.013.0600CAP	Provrörshylsor 5-6 mL, 30x84 mm för 5-6 mL med skruvlock och absorberande inlägg, PP	
<b>51725</b> DS Smith Packaging 95000002	Vadderat kuvert till provskickningar. provpåse med bubbelplast 180x260 mm med tryck, UN3373, Biologiska ämnen.	
<b>51726</b> DS Smith Packaging 95000003	Vadderat kuvert till provskickningar. provpåse med bubbelplast 240x330 mm med tryck, UN3373, Biologiska ämnen.	
<b>53503</b> Papyrus supplies 823919	Plastkasse 18 L vit till urindunkar, 270/150x550 mm i rulle om 50	
<b>49536</b> San Sac AB 15-250	Absorbentplatta, 200x310 mm att lägga i botten i plastkassen vid packning av t.ex. urindunkar eller hinkar, absorberar 3 L vätska	



<p><b>51747</b> DS Smith Packaging 95000001</p>	<p>Plastpåse för provrör 61 x 150 mm Plastpåsen passar även för Feces- Hb-burken och provtagningsburken till feces med brunt skruvlock för calpotectin och cystor och maskägg</p>	
<p><b>46975</b> DS Smith Packaging 95631020</p>	<p>Bubbelplastpåse för labprover som ska skickas i rörpost</p>	

KG = Klinisk genetik,

KITM = Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

KKF = Klinisk kemi och farmakologi

KMB = Klinisk mikrobiologi

KP = Klinisk patologi