





Provtagningsmaterial Klinisk Mikrobiologi

Innehållsförteckning:

Provtagningsset, rör och pinnar	2
Provtagningsset, rör och pinnar	3
Provtagningsset, rör och pinnar.....	4
Provtagningsset, rör och pinnar.....	5
Venprovtagingsrör.....	6
Blododlingsflaskor.....	7
Provtagningsmaterial, urin.....	8
Provtagningsmaterial, feces.....	9
Provtagningsmaterial, sputum.....	9
Övrigt provtagningsmaterial.....	10
Övrigt provtagningsmaterial.....	11
Specialbeställningar av rör.....	11




Provtagningsmaterial Klinisk Mikrobiologi

Provtagningsset, rör och pinnar

Artikelnummer Varuförsörjningen/ leverantören	Produktbeskrivning/ användningsområde	Bild
61131 SSI Diagnostica A/S 97049	Provtagning Set Qantiferonrör (4st) För tuberkulosanti- gent interferon- gamma	
61173 Nordic Biolabs AB CP502CS01	Provtagningspinne i plast Flockad, allmän	
61174 Nordic Biolabs AB CP503CS01	Provtagningspinne i plast Flockad, liten	
61175 Nordic Biolabs AB CP516CS01	Provtagningspinne i plast Flockad, neonatal	




Provtagningsmaterial Klinisk Mikrobiologi

Provtagningsset, rör och pinnar

Artikelnummer Varuförsörjningen/ leverantören	Produktbeskrivning/ användningsområde	Bild
<p>61323 Nordic Biolabs AB CP346C</p>	<p>Provtagning Set Flytande 3 ml för virus Pinne m stor flockad topp PCR-analys</p>	 <p>Nasofarynxprovtagning - kombinera 3 ml röret med provtagningspinne liten flockad top VF 61174</p>
<p><i>Finns ännu ej på Varu- försörjningen</i> Nordic Biolabs AB CP307C</p>	<p>Provtagning Set Flytande 3 ml för virus Pinne m liten flockad topp PCR-analys</p>	 <p>Kan kombineras med provtagningspinne stor flockad top VF 61173</p>
<p>CP365C Nordic Biolabs AB CP365C</p>	<p>Provtagning Set Flytande 2 ml för virus Pinne m liten flockad flexibel topp PCR-analys</p>	

Provtagningsmaterial Klinisk Mikrobiologi

Provtagningsset, rör och pinnar

Artikelnummer Varuförsörjningen/ leverantören	Produktbeskrivning/ användningsområde	Bild
<p>59746 Abbott Scandinavia AB 09N19-001</p>	<p>Provtagning Set För klamydia, gonokocker och Mycoplasma genitalium Pinne, pipett och transportrör PCR-analys</p>	
<p>48245 Nordic Biolabs AB CP480CE</p>	<p>Provtagning Set ESWAB Flytande för bakterier och svamp Pinne med flockad topp rosa skruvlock</p>	
<p>54058 Nordic Biolabs AB CP482CE</p>	<p>Provtagning Set Nasofarynx ESWAB Flytande för bakterier och svamp Pinne med flockad topp blå skruvlock</p>	

Provtagningsmaterial Klinisk Mikrobiologi





Provtagningsset, rör och pinnar

Artikelnummer Varuförsörjningen/ leverantören	Produktbeskrivning/ användningsområde	Bild
<p>45605 Nordic Biolabs AB CP125CFE.LD</p>	<p>Provtagning Set Kol Nasofarynx</p> <p>För bakterie och svamp</p> <p>Mjuk aluminiumpinne med hylsa</p> <p>blå propp</p>	
<p>61265 Nordic Biolabs AB CP114C.USE</p>	<p>Provtagning Set Kol</p> <p>För bakterie och svamp</p> <p>Plastpinne med hylsa</p> <p>svart propp</p>	
<p>59752 Sarstedt AB 80.1366</p>	<p>Provtagning Set Kol Uretra</p> <p>För gonokocker</p> <p>Styv aluminiumpinne med hylsa</p> <p>röd propp</p>	

Provtagningsmaterial Klinisk Mikrobiologi

Provtagningsmaterial Klinisk Mikrobiologi

Venprovtagningsrör

Artikelnummer Varuförsörjningen/ leverantören	Produktbeskrivning/ an- vändningsområde	Bild
61092 Becton Dickinson AB 367819	Rör vakuum, plast, röd För analys i plasma/se- rum 7/6 ml med koagulationsaktivator (röd propp)	
61106 Becton Dickinson AB 366566	Rör vakuum, plast, gul För analys i plasma/se- rum 7/5 ml koagulationsaktivator + gel (guldgul propp)	 Kan användas som ersättningsrör för VF 61092 vid bristsituation. Se provtagningsanvisning.
61096 Becton Dickinson AB 365900 61095 Becton Dickinson AB 367862	Rör vakuum, plast, lila För analys i plasma/se- rum 7/6 ml med EDTA (lila propp)	 7/6 ml (VF 61096) Ersättningsrör, se information nedan.  5/2 ml (VF 61095)

OBS! Vid brist på vakuumsrör i storleken 7/6 mL (EDTA/ lila propp) kan istället det mindre vakuumsröret 5/2 mL användas. Vissa analyser kan då behöva 2 st rör.

Analys som behöver 2 st 5/2 mL rör:




P-Hepatit B-virus HBV (nukleinsyrapåvisning)

P-Hepatit C-virus HCV (nukleinsyrapåvisning)

P-HIV 1 RNA (nukleinsyrapåvisning)

Blododlingsflaskor (venprovtagning) till BacT/Alert






Provtagningsmaterial Klinisk Mikrobiologi

Artikelnummer Varuförsörj- ningen/ leverantö- ren	Produktbeskriv- ning/ användnings- område	Bild
72089 Biomerieux AB 410851	*Flaska odling/buljong Blododling Aerob Grön (grön hätta)	
72088 Biomerieux AB 410852	*Flaska odling/buljong Blododling Anaerob Orange (orange hätta)	
72087 Biomerieux AB 410853	*Flaska odling/buljong Pediatrik Blododling Aerob Gul (gul hätta)	

*Flaskorna ska förvaras upprätt, mörkt och i rumstemperatur.
Kontrollera att utgångsdatum ej passerat. (Se provtagningsanvisning för Blododling)
Provet skickas omgående till KKF där de hanteras hela dygnet, alla dagar.

Urin

Provtagningsmaterial Klinisk Mikrobiologi

Artikelnummer Varuförsörjningen/ leverantören	Produktbeskrivning/ användningsområde	Bild
61324 Becton Dickinson AB (BD) 365000	Rör vakuum i plast För odlingsanalyser i urin OBS! Stort urinrör 10/9,5 ml beige propp	
61124 Becton Dickinson AB (BD) 364941	Urinprovtagingsburk För överföring till va- kuumrör blått lock 120 ml	
61123 Becton Dickinson AB (BD) 364940	Hållare med överförings- rör För urin	
53452 Pappersmugg Abena AB 500524	Pappersmugg För urinprovtagning 10 cl	
56090 Sarstedt AB 77.577	Flaska i plast Till parasiter i urin skruvlock 250 ml	

Provtagningsmaterial Klinisk Mikrobiologi

Feces




Artikelnummer Varuförsörjningen/ leverantören	Produktbeskrivning/ användningsområde	Bild
<p>44927 Sarstedt AB 80.734</p>	<p>Plaströr (PP) med sked, konisk</p> <p>Till fecesprovtagning, cystor och maskägg samt bakterie-/virus- analyser</p> <p>brunt skruvlock (20 x 76) mm</p>	

Sputum

Artikelnummer Varuförsörjningen/ leverantören	Produktbeskrivning/ användningsområde	Bild
<p>45014 LAB SWEDEN AB 142.084006000</p>	<p>Provtagning Set plast</p> <p>För sputum</p> <p>innerburk, vitt lock ytterburk, gult lock 24 ml</p>	

Provtagningsmaterial Klinisk Mikrobiologi

Övrigt provtagningsmaterial


Artikelnummer Varuförsörjningen/ leverantören	Produktbeskrivning/ användningsområde	Bild
<p>80862 Sarstedt AB 62.9924.284</p>	<p>Rör plast (PP) sterilt</p> <p>Till CSV, urinanalyser, fibroblaster och amnionvätska</p> <p>skrivyta, gul skruvkork (16 x 100) mm 10 ml</p>	
<p>58999 Sarstedt AB 75.9922.744</p>	<p>Burk i plast (PP),</p> <p>Till hud (fibroblaster) t.ex. port-a-cath do- sor, dränageslangar och vävnadsmaterial</p> <p>skruvlock Ø 44 mm, h 55 mm, 70 ml</p>	
<p>54487 Histolab products AB KP-3004</p>	<p>Objektglas med skriv- yta</p> <p>Till blodutstryk och springmaskprov</p> <p>slipade, sneda hörn (26 x 76) mm</p>	

Provtagningsmaterial Klinisk Mikrobiologi

Övrigt provtagningsmaterial

Artikelnummer Varuförsörjningen/ leverantören	Produktbeskrivning/ användningsområde	Bild
53266 Vita Verita AB 014-90K-16100R	Rör glas rund botten Till hud-dermatofy- ter gängad (16 x 100) mm	 (Lock måste beställas till rör)
73701 Vita Verita AB 014-73800-15415-1	Skruvlock i bakelit med gummipackning (Till rör 53266) svart, Ø 16 mm	
55716 Sarstedt AB 60.540.012	Plaströr rund botten Till hud-dermatofy- ter med skruvkork Ø 16,5 mm	

Specialbeställningar av material

Artikelnummer Varuförsörjningen/ le- verantören	Produktbeskrivning/ användningsområde	Bild
Beställs från Karolinska laboratoriet	Helicobacter pylori rör För odling från bi- opsier	

Förkortningar: PP = Polypropen, PS = Polystyren