

## Akrediteringens omfattning, KMB

### Akrediteringens omfattning, KMB

Komponent / Undersökning	System/ Provmaterial	Metod/Mätprincip	Utrustning	Enhet/Mätintervall	Lab/Ort
Adenovirus	F-, P-, S-, U-, BAL, Benmärg, CSV, Nph-, Nph-aspirat, odlingsmedium, vävnadsbiopsi	Realtids-PCR	RotorGene	1,5x10 <sup>2</sup> -10 <sup>8</sup> kopior/mL. Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Adenovirus	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	FilmArray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Artidentifikation av mikroorganismer	Ren koloni av mikroorganism från odlingsmedium	Maldi-ToF	Maldi Biotyper Microflex, Bruker	Ej applicerbart	AL/Uppsala
BK-virus	F-, P-, S-, U-, BAL, Benmärg, CSV, Nph-, Nph-aspirat, odlingsmedium, vävnadsbiopsi	Realtids-PCR	RotorGene	4x10 <sup>2</sup> -10 <sup>8</sup> kopior/mL. Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Borrelia, antikroppar IgG	S-	ELISA	Analyzer I	2-200 AE/mL Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Borrelia, antikroppar IgG	B-, P-, S-	Western blot	Autoblot 3000	Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Borrelia, antikroppar IgM	S-	ELISA	Analyzer I	2-200 AE/mL Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Borrelia, antikroppar IgM	B-, P-, S-	Western blot	Autoblot 3000	Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Campylobacter	F-	Realtids-PCR, Odling	BD MAX	Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Cardiolipin antikroppar	P-, S-	Komplement-bindning		Titer ≥1/1 Positiv / Negativ	AL/Uppsala

### Ackrediteringens omfattning, KMB

Chlamydia trachomatis	Sekret från vagina/cervix, urin från män, rektumsekret	Realtids-PCR	Abbott Alinity m System	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Chlamydia pneumoniae	Nph-sekret, Sputum, Svalgsekret, BAL, Perikardvätska, Pleuravätska, Skyddad borste, Trakealsekret	Realtids-PCR	Magnetic Induction Cyclor - MIC	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Chlamydophila pneumoniae, IgG antikroppar	S-	MIF		IgG: 1/64 - sluttitern	AL/Uppsala
Chlamydophila pneumoniae, IgM antikroppar	S-	MIF		IgM: 1/16 - sluttitern	AL/Uppsala
Chlamydophila psittaci, IgG antikroppar	S-	MIF		IgG: 1/64 - sluttitern	AL/Uppsala
Chlamydophila psittaci, IgM antikroppar	S-	MIF		IgM: 1/16 - sluttitern	AL/Uppsala
Clostridium difficile	F-	Odling		Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Clostridium difficile toxin A+B	F-	DNA, isotermisk amplifiering	Alethia	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Coronavirus 229E	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	FilmArray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Coronavirus HKU1	Nph, svalsekret	Realtids-PCR	FilmArray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Coronavirus NL63	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	FilmArray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Coronavirus OC43	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	FilmArray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Cryptococcus neoformans	CSV, S-	Immunokromotografi		Positiv (titer)/Negativ	AL/Uppsala

## Ackrediteringens omfattning, KMB

Cystor	F-	Mikroskopi		Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Cytomegalovirus	F-, P-, S-, U-, CSV, Luftvägar inkl. Nph- och BAL, Vävnad, Ögonsekret	Realtids-PCR	RotorGene	2x10 <sup>2</sup> –10 <sup>8</sup> IE/mL. Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Cytomegalovirus, IgG antikroppar	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Cytomegalovirus, IgM antikroppar	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Dermatofyter	Hud, Nagel	Realtids-PCR	LightCycler 480 II	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Dermatofyter	Hud, hår, naglar	Odling		Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
EBNA, IgG antikroppar	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Enterohemorragisk E.coli (EHEC)	F-	Realtids-PCR, Odling	BD MAX	Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Endotoxin	Hemofiltrationsvätska, injektionslösningar, tappställen, dialysvätska, övrigt	Endotoxinbestämning , kinetisk kromogen, spektrofotometrisk metod	Endosafe nexgen MCS	<0,05 - 5 EU/mL	AL/Uppsala
Enterobius vermicularis	Hudavtryck av området kring anus	Mikroskopi		Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Enterovirus	CSV	Realtids-PCR	RotorGene	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Epstein-Barr virus	F-, P-, S-, U-, CSV, Luftvägar inkl. Nph- och BAL, Vävnad, Ögonsekret	Realtids-PCR	RotorGene	10 <sup>1</sup> –3x10 <sup>7</sup> kopior/mL. Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Epstein-Barr virus, IgG antikroppar	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala

### Ackrediteringens omfattning, KMB

Epstein-Barr virus, IgM antikroppar	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
ESBL-A, ESBL-M, ESBL-CARBA	F-, U-, sekret	Odling		Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
ESBL-M (pAmpC)	Renspridda kolonier	Realtids-PCR	Amplex Easyplex	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Enterotoxinbildande E. coli ETEC	F-	Realtids-PCR	BD MAX	Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Helicobacter pylori, IgG antikroppar	S-	ELISA	Analyzer I	10 - obegränsat AE/mL Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Hepatit A-virus, IgG antikroppar (HAV)	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Hepatit A-virus, IgM antikroppar (HAV)	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Hepatit B-virus (HBV)	B-, P-, S-	Realtids-PCR	RotorGene	5–1x10 <sup>8</sup> IE/mL Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Hepatit B-virus, antigen (HBe)	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Hepatit B-virus, antigen, kvalitativ (HBs)	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Hepatit B-virus, antigen, kvantitativ (HBs)	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Hepatit B-virus, antikropp (HBs)	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Hepatit B-virus, antikroppar (HBc)	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Hepatit B-virus, antikroppar (HBe)	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Hepatit B-virus, IgM antikroppar (HBc)	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala

### Ackrediteringens omfattning, KMB

Hepatit C-virus (HCV)	P-, S-	Realtids-PCR	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Hepatit C-virus, antikroppar (HCV)	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Hepatit C-virus, antikroppar (HCV)	S-	Immunokromotografi	Geenius	Positiv/Negativ/Obestämbär	AL/Uppsala
Herpes simplexvirus, IgG antikroppar (HSV)	S-	Kemiluminiscens (CLIA)	Liaison XL	Index (<0,90 - ≥30,0) Positiv/Negativ/Obestämbär	AL/Uppsala
Herpes simplexvirus typ 1	F-, P-, S-, BAL, Benmärg, Blåsmaterial, Biopsi, CSV, Nph-aspirat, Sputum	Realtids-PCR	RotorGene	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Herpes simplexvirus typ 2	F-, P-, S-, BAL, Benmärg, Blåsmaterial, Biopsi, CSV, Nph-aspirat, Sputum	Realtids-PCR	RotorGene	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
HTLV, antikroppar	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Humant immunbristvirus, antigen (HIV)	P-, S	ELISA	Spektrofotometer SOFT maxPRO Emax	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Humant immunbristvirus, antigen/antikroppar (HIV)	P-, S	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Humant immunbristvirus, antikroppar (HIV)	S-	Immunokromotografi	Geenius	Positiv/Negativ/Obestämbär	AL/Uppsala
Humant immunbristvirus (HIV)	P-	Realtids-PCR	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala

## Ackrediteringens omfattning, KMB

Humant metapneumovirus	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	FilmArray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Humant papillomvirus (HPV)	Cervixsekret	Realtids-PCR	Abbott m2000sp, Abbott m2000rt	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Humant rhinovirus/enterovirus	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	FilmArray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Influensa A	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	Abbott Alinity m system	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Influensa A	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	FilmArray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Influensa B	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	Abbott Alinity m system	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Influensa B	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	FilmArray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
JC-virus DNA	P-, S-, U-, CSV	Realtids-PCR	RotorGene	1,6x10 <sup>2</sup> -10 <sup>8</sup> IE/mL. Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Jästsvamp	Alla ur klinisk synpunkt intressanta provmaterial kan förekomma	Odling		Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Legionella	Vatten (varmvatten, kallvatten, råvatten, RO-vatten), skrapprov från ytor med biofilm.	Odling		Enl. standard, cfu/100 mL	AL/Uppsala
Legionella pneumophila	BAL, skyddad borste, sputum	Realtids-PCR/Odling	Magnetic Induction Cyclers - MIC	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Legionella spp	BAL, skyddad borste, sputum,	Realtids-PCR/ Odling	Magnetic Induction Cyclers - MIC	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Legionella antikroppar	S-	MIF		Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala

## Ackrediteringens omfattning, KMB

Malaria (Plasmodium sp)	B-	Mikroskopi		Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Maskäggl	F-	Mikroskopi		Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA)	Renspridda kolonier	Realtids-PCR	Amplex Easyplex	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA)	Samtliga typer av provmaterial som ingår i bakteriologisk diagnostik, kolonier från isolat med misstänkt resistens	Odling		Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA)	Renspridda kolonier	Immunokromatografi	PBP2a	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Morbilli, IgG antikroppar	S-	Kemiluminiscens (CLIA)	Liaison XL	5 - 300 AU/mL Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Morbilli, IgM antikroppar	S-	Kemiluminiscens (CLIA)	Liaison XL	Index (<0,50 - ≥4,0) Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Mycoplasma genitalium	Sekret från vagina/cervix, urin från män, rektumsekret	Realtids-PCR	Abbott Alinity m System	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Mycoplasma genitalium, Resistensgen	Sekret från vagina/cervix, urin från män, rektumsekret	Realtids-PCR	CFX96 Touch Real-time PCR	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Mycoplasma pneumoniae	BAL, Nph-, Perikardvätska, Pleuravätska, Skyddad borste, Sputum, Svalgsekret, Trakealsekret	Realtids-PCR	Magnetic Induction Cyclers - MIC	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala

### Ackrediteringens omfattning, KMB

Mycoplasma pneumoniae, IgG antikroppar	S-	ELISA	Analyzer I	AE/ml Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Mycoplasma pneumoniae, IgM antikroppar	S-	ELISA	Analyzer I	AE/ml Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Mässlingvirus	S-, Nph	Realtids-PCR	RotorGene	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Mögelsvamp	Alla ur klinisk synpunkt intressanta provmaterial kan förekomma	Odling		Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Neisseria gonorrhoeae	Sekret från cervix, uretra, rektum, konjunktiva i första hand, ev andra tänkbara material	Odling		Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Neisseria gonorrhoeae	Sekret från vagina/cervix, urin från män, rektumsekret	Realtids-PCR	Abbott Alinity m system	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Neisseria gonorrhoeae	Sekret från vagina/cervix, urin från män, rektumsekret	Konfirmations-Realtids-PCR	Magnetic Induction Cycler – MIC	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Neuroborrelia, IgG antikroppar	B-, S-, CSV	ELISA	Biotek Elx800, ELx50 automatiserad tvättapparat	Index <0 - >100 Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Neuroborrelia, IgM antikroppar	B-, S-, CSV	ELISA	Biotek Elx800, ELx50 automatiserad tvättapparat	Index <0 - > 100 Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Parainfluensa 1	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	Filmarray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala



## Ackrediteringens omfattning, KMB

Parainfluensa 2	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	Filmarray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Parainfluensa 3	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	Filmarray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Parainfluensa 4	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	Filmarray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Parasit	F-	Realtids-PCR	Magnetic Induction Cycler - MIC	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Parotit, IgG antikroppar	S-	Kemiluminiscens (CLIA)	Liaison XL	Index (<0,90 - ≥46) Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Parotit, IgM antikroppar	S-	Kemiluminiscens (CLIA)	Liaison XL	Index (<0,90 - ≥48) Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Parvo B19, IgG antikroppar	S-	Kemiluminiscens (CLIA)	Liaison XL	Index (<0,90 - ≥46) Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Parvo B19, IgM antikroppar	S-	Kemiluminiscens (CLIA)	Liaison XL	Index (<0,90 - ≥48) Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Parvo B19, IgG antikroppar	S-	Kemiluminiscens (CLIA)	Liaison XL	Index (<0,90 - ≥46) Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Parvo B19, IgM antikroppar	S-	Kemiluminiscens (CLIA)	Liaison XL	Index (<0,90 - ≥48) Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Parvovirus B19	P-, S-	Realtids-PCR	RotorGene,	1,6x10 <sup>2</sup> -1,7x10 <sup>8</sup> IE/mL Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Plasmidburna karbapenemaser	Bakterieisolat med konstaterad nedsatt känslighet för karbapenemer	Realtids-PCR	Amplex Easyplex	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Plasmidburna karbapenemaser	Bakterieisolat med konstaterad nedsatt känslighet för karbapenemer	Immunokromatografi	NG Carba 5	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala

### Ackrediteringens omfattning, KMB

Plesiomonas shigelloides	Feces	Realtids-PCR, Odling	BD Max	Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	Rena kolonier från oselektiv agarplatta	MIC-bestämning med buljongspädning för bakterier	Senititre Vision, AIM	MIC (mg/L), S/I/R	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	Bakteriestam av aeroba eller anaeroba bakterier i renkultur	MIC-bestämning med gradienttest för bakterier		MIC (mg/L), S/I/R	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	Suspension av bakterier (renkultur), urin, material från blododlingsflaska.	Resistensbestämning, diskdiffusion		S/I/R	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	B-	Odling	BacTAlert Virtou	Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	Sekret från konjunktiva, skrap från cornea (keratit) eller aspirerad vätska från glaskropp (endofthalmit), Bronksekret, Luftvägar, Nph, BAL, Borste, Trakealsekret, Sputum	Odling		Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	Cough swab, Sputum	Odling		10 <sup>4</sup> - 10 <sup>6</sup> cfu/mL Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	Nph-, Bihålesekret, Öronsekret, Svalg	Odling		Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	Sekret från genitalia, intrauterin spiral	Odling		Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	Spets från kateter som legat i blodkärl	Odling		<10 <sup>3</sup> - ≥ 10 <sup>5</sup> cfu/mL Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	Hjärtklaff, Material från normalt steril lokal,	Odling		Växt/Ingen växt	AL/Uppsala

## Ackrediteringens omfattning, KMB

	Pacemakertråd, Vävnadsbit				
Relevanta bakterier	Abscess, Dränagevätska, Obduktionsmaterial, Sekret, Sår	Odling		Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	Sterila aspirat/punktat, utstryk från vävnadsmaterial	Odling	BacTAlert Virtou	Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	Dränspets som inte legat i blodbanan utan i annan del av kroppen	Odling		Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	U-, konkret från urinvägar	Odling		10 <sup>2</sup> - ≥ 10 <sup>5</sup> cfu/mL Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	Bröstmjolk, lösningar för enteral nutrition	Odling		10 <sup>4</sup> - 10 <sup>9</sup> cfu/L. Godkänd/ Ej godkänd	AL/Uppsala
Relevanta bakterier	Dialysvatten	Odling		≥ 5 cfu/ml (≥ 1 cfu/100 ml) Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Relevanta bakterier, svamp	Injektionslösningar	Odling		≥ 1 cfu/mL Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
RS-virus	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	Abbott Alinity m system	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
RS-virus	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	FilmArray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Rubella, IgG antikroppar	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Rubella, IgM antikroppar	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Salmonella	F-	Realtids-PCR, Odling	BD Max	Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
SARS-CoV-2	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	Abbott Alinity m system	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
SARS-CoV-2	Nph, svalgsekret	Realtids-PCR	FilmArray	Positiv/Negativ	AL/Uppsala

### Ackrediteringens omfattning, KMB

SARS-CoV-2, IgG antikroppar, kvalitativ och kvantitativ	S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Schistosoma	U-	Mikroskopi		Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Shigella	F-	Realtids-PCR, Odling	BD Max	Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Svamp	Renkultur av jästsvampsisolat, Aspergillus sp.	MIC-bestämning med buljongspädning för svamp	Sensititre, AIM	MIC (mg/L), S/I/R	AL/Uppsala
Svamp	Alla ur klinisk synpunkt intressanta provmaterial kan förekomma	Mikroskopi		Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala
Syphilis TP antikroppar	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
TBE-virus, IgM antikroppar	P-, S-	Immunkromotografi	ReaScan Rapid test reader	Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
TBE-virus, IgG antikroppar	S-	ELISA	Analyzer I	Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
TBE-virus, IgM antikroppar	S-	ELISA	Analyzer I	Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Toxoplasma, IgG antikroppar	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Toxoplasma, IgM antikroppar	P-, S-	CMIA	Abbott Alinity i	Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Treponema pallidum, antikroppar	S-	Agglutination		Titer $\geq$ 1/80 Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Vankomycin-resistenta enterokocker (VRE)	Renspridda kolonier	Realtids-PCR	Amplex Easyplex	Påvisad/Ej påvisad	AL/Uppsala

### Ackrediteringens omfattning, KMB

Varicella-zoster virus (VZV)	F-, P-, S-, BAL, Benmärg, Biopsi, Blåsmaterial, CSV, Nph-aspirat, Sputum	Realtids-PCR	RotorGene	Positiv/Negativ	AL/Uppsala
Varicella-zoster virus, IgG antikroppar (VZV)	S-	Kemiluminiscens (CLIA)	Liaison XL	10-4000 mIU/mL Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Varicella-zoster virus, IgM antikroppar (VZV)	S-	Kemiluminiscens (CLIA)	Liaison XL	Index (<0,90 - ≥2,30) Positiv/Negativ/Gränsvärde	AL/Uppsala
Vibrio species	F-	Realtids-PCR, Odling	BD MAX	Växt/Ingen växt	AL/Uppsala
Yersinia enterocolitica	F-	Realtids-PCR, Odling	BD Max	Växt/Ingen växt	AL/Uppsala