



2020-05-13

## Enhetsbyte för Fetoprotein, alfa- S-, Amv-, Csv- till kIE/L istället för mikrogram/L

Sedan 2020-05-11 har ny enhet (kIE/L) för Alfa-Fetoprotein (AFP) införts. Enhetsbytet utgör ett led i en nationell harmonisering. Enhetsbytet medför även en justering av referensintervallet (se labhandbok.se under sökkriteriet Fetoprotein). I förhållande till föregående enhet ( $\mu\text{g/L}$ ) sker en siffermässig nedjustering av provresultat och referensintervall med en faktor  $\text{kIE/L} = \mu\text{g/L} \times 0,83$ .

Mats Gåfväls  
Överläkare  
Klinisk kemi och farmakologi  
[Tel 018-611 24 49](tel:018-6112449)

Niclas Rollborn  
Metodansvarig laboratorieingenjör  
Klinisk kemi och Farmakologi  
[Tel 018-611 42 19](tel:018-6114219)