



Avföringsprov för parasitundersökning – Information till vårdenhet

PCR för tarmpatogena cystor och mikroskopi för maskägg.
Beroende på misstanke kan 2 - 3 prover tas på samma beställning.

Förberedelser

Material:

BoS-etiketter (2 – 3) st.
Etiketterna ska ha olika provtagningstider för de olika
tarmtömningstillfällena.

Rent engångskärl för uppsamling av feces.

Rör konisk med sked, brunt skruvlock. Artikelnummer: [44927](#)



Gör så här

När patienten lämnat avföring:

- Öppna provtagningsburken. Använd skeden i locket och överför ungefär 4 skedar feces till burken (1/3 av röret bör fyllas).
Är avföringen mycket tunn bör röret fyllas till minst hälften.
- Skruva fast locket och se till att det sluter tätt.
- Märk provtagningsburken med BoS-etikett.
- Ange korrekt provtagningstid (datum och klockslag) i Cosmic alt. medsänd provtagningshuvudet med korrekt provtagningstid när provet skickas till laboratoriet. **Glöm inte skicka remissen.**
- Om flera prov ska lämnas upprepa provtagningen vid nästa tarmtömning och gör likadant med den andra burken.
- Lämna in provtagningsburkarna till laboratoriet snarast, senast inom 5 dagar efter att provet tagits. Provet ska förvaras i kyla.