



Provtagningsordning för Cerebrospinalvätska

Cerebrospinalvätska förkortas csv, benämns även ibland liquor.
Vid lumbalpunktion skall de rör i vilka cerebrospinalvätskan samlas numreras i tappningsordning. Flera analyser störs av blodtillblandning
Vid stickblödning minskar mängden blod i de rör som tappas senare.

Förberedelser

Plaströr sterilt 10 mL med gult skruvlock, art.nr 80862
Cosmic BoS-etiketter.
Ev. isbad, (för laktatprov)
Ev. aluminiumfoliepapper (till HemBilCsv).



Till exempel om man tar tre rör, gör så här:

1. Rör nummer 1 kan sändas till Klinisk mikrobiologi för odling eller dylikt. OBS! ej för molekylärbiologiska analyser. Se nedan.
2. Rör nummer 2 kan sändas till Klinisk kemi och farmakologi för analys.
3. Rör nummer 3 kan sändas till Klinisk patologi för diagnostik.

Vid misstanke om bakteriell meningit eller viral meningoencefalit ska eventuellt ytterligare rör tas se ” [Provtagning vid lumbalpunktion då misstanke om bakteriell meningit eller viral meningoencefalit föreligger](#)”

Transport av prov i rörpost

En cerebrospinalvätska är ett prov som inte är lätt att ta om, man bör göra en riskbedömning innan man skickar prov i rörpost. När det gäller cerebrospinalvätska i vilken celler skall bedömas så ska den inte skickas i rörpostsystemet, då cellerna kan skadas.

Detta innebär:

Provrör får **inte** skickas i rörpost till Klinisk kemi och farmakologi eller Klinisk mikrobiologi. (Klinisk mikrobiologi har ingen rörpost).

Provrör får skickas i rörpost till Klinisk patologi.