



Provtagningsordning för Cerebrospinalvätska

Cerebrospinalvätska förkortas Csv, benämns även ibland liquor.
Vid lumbalpunktion ska rören i vilka cerebrospinalvätskan samlas numreras i tappningsordning. Flera analyser störs av blodtillblandning. Vid stickblödning minskar mängden blod i de rör som tappas senare.

Förberedelser

Material:

Cosmic BoS-etiketter.

Plaströr sterilt med gult skruvlock 10 ml, artikelnummer **80862**

Ev. Rör med Natriumfluorid/kaliumoxalat-tillsats till laktat, artikelnummer **61097** 

Ev. Aluminiumfoliepapper (till HemBilCsv).

Exempel vid provtagning om tre rör:

- Rör nummer 1 kan sändas till Klinisk mikrobiologi för odling eller dylikt. OBS! ej för molekylärbiologiska analyser. Se nedan.
- Rör nummer 2 kan sändas till Klinisk kemi och farmakologi för analys.
- Rör nummer 3 kan sändas till Klinisk patologi för diagnostik.

Vid misstanke om bakteriell meningit eller viral meningoencefalit ska eventuellt ytterligare rör tas se dokumentet "*Provtagning vid lumbalpunktion då misstanke om bakteriell meningit eller viral meningoencefalit föreligger*" ligger under rubriken Cerebrospinalvätska på sidan Provtagning för vårdenhet på akademiska.se.

Transport av prov i rörpost

Csv är ett prov som är svårt att ta om, man bör göra en riskbedömning innan man skickar prov i rörpost.

Csv i vilken celler skall bedömas ska **inte** skickas i rörpostsystemet, då cellerna kan skadas.

Detta innebär

Provrör får **inte** skickas i rörpost till Klinisk kemi och farmakologi.
För prover till Klinisk mikrobiologi eller Klinisk patologi, se respektive provtagningsanvisning.