



Urinprov i LARO-programmet (metadon resp. buprenorfin)

Förberedelser

De medskickade etiketterna med streckkod skall användas vid provtagning för att märka provrör. Kontrollera att du har en etikett med ditt namn och personnummer eller en streckkodsetikett. Kontrollera provtagningstiden på etiketten och använd den etikett som bäst passar din provtagningstid.

Gör så här

1. Kissa i engångsmugg.
2. Häll urin från engångsmuggen ner i plaströret, fyll det nästan fullt. Skruva åt skruvlocket ordentligt.
3. Märk plaströret med den nedre streckkodsetiketten.
4. Anteckna datum och klockslag för toalettbesöket på den övre etiketten.



Provskickning

Stoppa det märkta provröret i provrörshylsan. Sätt etikett med ev. korrigerat provtagningsdatum runt provrörshylsan och sätt en gummisnodd runt. Förvara provförpackningen i kylskåp fram till transport.



Skicka provförpackningen inom 14 dagar till:

Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska sjukhuset,
751 85 Uppsala