




Springmask - Information till patient

Förberedelser

Du behöver:

- Klar/genomskinlig tejp. Tejpbiten ska inte vara längre än objektglaset.
- Objektglas med skrivyta
- Ytterhylsa till objektglas

OBS! Frostad/matt tejp fungerar inte.



Objektglas

Ytterhylsa

Beskrivning och syfte

Provtagning för springmask (*Enterobius vermicularis*) vid analklåda. Tejpprov rekommenderas framför fecesprov, då springmaskägg normalt inte finns i feces.

Gör så här

1. Skriv personnummer och namn på den vita delen av objektglaset med en blyertspenna.
2. Ta provet på morgonen, före tvättning och toalettbesök.
3. Tryck klar/genomskinlig tejp, med den häftande sidan mot ändtarmsöppningen.
4. Tryck därefter fast tejpen på den genomskinliga delen av objektglaset. Tryck tejpen så slätt som möjligt mot glaset.



5. Stoppa det tejpade objektglaset i ytterhylsan för objektglas som också märks med namn och personnummer.
6. Lämna in provet.