



2026-08-24

Information om uppdaterad standard för analys-B2Mikro

Till följd av uppdaterat referensmaterial från Siemens Healthineers har metoden för Beta-2 Mikroglobulin (B2Mikro) restandardiserats. Detta har medfört en systematisk förändring av analyserade nivåer.

Vad innebär detta?

Från och med den 7 september 2026 ses en sänkning av uppmätta värde på cirka 10–14% jämfört med tidigare resultat.

Klinisk betydelse

Denna förändring påverkar inte metodens analytiska kvalitet men kan ha betydelse vid:

- *jämförelse med tidigare resultat (trenduppföljning).
- *tolkning nära beslutsgränser t ex bedömning av **ISS stadium**.

Vid uppföljning av enskilda patienter bör hänsyn tas till att ett metodskifte har skett.

Åtgärder i laboratoriet

- *Metoden är verifierade med ny kalibrator.
- *Interna kvalitetskontroller har justerats.
- *Analysen uppfyller fortsatt gällande kvalitetskrav.
- *Befintligt referensintervall bedöms kunna behållas.
- *Fast kommentar i LIS kommer att införas när ny kalibrator sätts i drift.

Rekommendation

Vid tolkning av resultat över tid rekommenderas försiktighet vid jämförelse av värden före och efter 2026-09-07.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta laboratoriet.

Xiaoyan Xu
Driftansvarig läkare
+46 18 611 4243

Ylva Hedeland
Sjukhuskemist
+46 18 611 4521

Restetutua Nakiranda Nabirye
Processansvarig BMA
+4618 611 42 82