



## I vilken provlåda ska prov ställas?

Det förekommer att prov till Klinisk kemi och farmakologi ställs i provlåda märkt Klinisk mikrobiologi. I och med att rörposten inte fungerar till och från Klinisk mikrobiologi medför detta att prov blir förstörda på grund av att de blir för gamla.

För att underlätta arbetet att rätt provlåda väljs vill vi här ge en kortfattad instruktion:

### Klinisk kemi och farmakologis provlåda

Prov märkta med RoS-etikett där beteckningen **KKF** står nere till vänster placeras i **Klinisk kemi och farmakologis** provlåda (alltid rumstemperaturförvaring).

**KKF** = Klinisk kemi och farmakologi



### Klinisk mikrobiologis provlådor

Prov märkta med RoS-etikett där beteckningen **KMB** står nere till vänster placeras i någon av **Klinisk mikrobiologis** provlådor. Beroende av prov antingen i provlåda märkt "RUMSTEMPERATURFÖRVARING" alt. "KYLFÖRVARING".

**KMB** = Klinisk mikrobiologi



### Klinisk patologi och cytologis provlåda

Prov märkta med RoS-etikett där beteckningen **KPC** står nere till vänster placeras i någon av i **Klinisk patologi och cytologis** provlådor, beroende av prov.

**KPC** = Klinisk patologi och cytologi



Ingrid Wahlberg  
Akademiska laboratoriets transportkoordinator  
018-611 98 30