




Venprovtagningsrör

Blododling


Artikelnr Mediq och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
72089 Biomex AB 410851	Blododlingsflaska till BacT/Alert, aerob, grön hätta 5 dagars blododlingar (KKF) Övriga odlingar (KMB)	
72088 Biomex AB 410852	Blododlingsflaska till BacT/Alert, anaerob, orange hätta 5 dagars blododlingar (KKF) Övriga odlingar (KMB)	
72087 Biomex AB 410853	Blododlingsflaska till BacT/Alert pediatrik, gul hätta 5 dagars blododlingar (KKF) Övriga odlingar (KMB)	

Ljusblå-svart och ljusblå-vitpropp (Na-citrat)


Artikelnr Mediq och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
47995 Hettich Labinstrument AB 454471	LjusblåSvart propp, 5 mL, drar 3,5 mL blod, Na-Citrat-tillsats, plaströr, <i>Vacurette</i> Alla koagulationsprov, Trc-funktion (KKF) TEG (KITM)	 
Hettich Labinstrument AB	LjusblåVit propp, 5 mL; drar 2,0 mL blod Na-Citrat-tillsats, plaströr, <i>Vacurette</i> Koagulation (KKF) TEG (KITM) (Pediatrika rör som hämtas på KKF:s provtagning och Barnlab, främst av barnavdelningar).	 



Röd propp (utan tillsats av antikoagulantia)

Artikelnr Mediq och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
54018 Hettich Labinstrument AB 456048	Röd propp, 7 mL, drar 6 mL blod, tillsats av koagulationsaktivator, utan gel, plaströr, <i>Vacurette</i> Läkemedel, Zink (KKF) Virus- och bakterieserologi (KMB) Antikroppsundersökning, stamcellsutredning och njurutredning, Cellulärimmunologi (KITM)	

Guldgul propp (utan tillsats av antikoagulantia)


Artikelnr Mediq och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
54026 Hettich Labinstrument AB 456234	Guldgul propp, 7 mL, drar 5 mL blod, tillsats av koagulationsaktivator, gel, plaströr, <i>Vacurette</i> Hormoner, Tumörmarkörer (KKF) Allergi, Autoimmunitet (KITM)	

Mintgrön och grön propp (Li-Heparin)

Artikelnr Mediq och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
54024 Hettich Labinstrument AB 456305	Mintgrön propp 7 mL drar 4,5 mL blod, Li-heparin med gel, plaströr, <i>Vacurette</i> Allmänskemi, Proteiner, B12, Folat, hCG, Hjärtmarkörer Chromogranin A (KKF)	
43313 Becton Dickinson AB 368884	Grön propp 5 mL drar 4 mL blod Li-heparin, plaströr, <i>Vacutainer</i> Na, K, Krea och Troponin I, för analys på i-STAT (KKF)	



Mörkblå propp (Na-Heparin)

Artikelnr Mediq och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
52649 Hettich Labinstrument AB 454502	Mörkblå propp 5 mL drar 4 mL blod, Na-heparin, plaströr, <i>Vacurette</i> Aminosyror, Calciumjon, Laktat Plasma-Hb (KKF)	
43514 Hettich Labinstrument AB 456080	Mörkblå propp, 7 mL drar 6 mL blod, Na-heparin, plaströr, <i>Vacurette</i> Bly, Kadmium Kvicksilver, Kristaller (KKF) Immunfenotypning blod och benmärg (KP) Kromosomanalys och FISH-analys (KG) Immuknow, Cellulärimmunologi (KITM)	

Lila propp (EDTA)

Artikelnr Mediq och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
54020 Hettich Labinstrument AB 454410	Lila propp, 5 mL drar 4 mL blod, EDTA, plaströr, <i>Vacurette</i> Blodstatus, SR, HbA1c, Ammoniumjon, Immunsuppressiva läkemedel Genotypning (KKF) HLA klass II-typning sjukdomsassociation, Flödescytometri, Cellulärimmunologi (KITM)	
54021 Hettich Labinstrument AB 456243	Lila propp, 7 mL drar 6 mL blod, EDTA, plaströr, <i>Vacurette</i> Aldosteron, Renin, (KKF) Komplementanalyser, autoimmunitet (KITM) Stamcellsutredning och njurutredning, Cellulärimmunologi (KITM) AB0-gruppering, Immunhematologi (KITM) DNA-och RNA-påvisning (PCR) (KMB) DNA-och RNA baserad diagnostik (KG)	



Ljusgul propp (ACD)

Artikelnr Mediq och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
70198 Becton Dickinson AB 367756	Ljusgul propp, 7 mL drar 6 mL blod, ACD-lösning, glaströr, <i>Vacutainer</i> , HLA-klass I-typning B27, stamcellsutredning och njurutredning, Cellulärimmunologi (KITM)	

Rosa propp (Citronsyra-Citrat-NaF)

Artikelnr Mediq och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
53688 Hettich Labinstrument AB 454513	Rosa propp 5 mL drar 3 mL blod Citronsyra-Citrat-NaF- plaströr, <i>Vacurette</i> Glukos (KKF)	

Artikelnr Mediq och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
Sarstedt 04.1959.001	S-Monovetterrör med 1,6 mL Hirudin, Multiplate (KITM) Dessa rör hämtas på Blodcentralen.	

KG = Klinisk genetik

KITM = Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

KKF = Klinisk kemi och farmakologi

KMB = Klinisk mikrobiologi

KP = Klinisk patologi