








## Venprovtagningsrör

### Blododling

Artikelnr Apotekstjänst och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
<b>72089</b> Biomeriux AB 410851	Blododlingsflaska till BacT/Alert, aerob, grön hätta 5 dagars blododlingar (KKF) Övriga odlingar (KMB)	
<b>72088</b> Biomeriux AB 410852	Blododlingsflaska till BacT/Alert, anaerob, orange hätta 5 dagars blododlingar (KKF) Övriga odlingar (KMB)	
<b>72087</b> Biomeriux AB 410853	Blododlingsflaska till BacT/Alert pediatrisk, gul hätta 5 dagars blododlingar (KKF) Övriga odlingar (KMB)	

### Ljusblå-svart och ljusblå-vitpropp (Na-citrat)


Artikelnr Apotekstjänst och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
<b>47995</b> Hettich Labinstrument AB 454471	LjusblåSvart propp, 5 mL, drar 3,5 mL blod, Na-Citrat-tillsats, plaströr, <i>Vacurette</i> Alla koagulationsprov, Trc-funktion (KKF) TEG (KITM)	
Hettich Labinstrument AB	LjusblåVit propp, 5 mL; drar 2,0 mL blod Na-Citrat-tillsats, plaströr, <i>Vacurette</i> Koagulation (KKF) TEG (KITM) (Pediatriska rör som hämtas på KKF:s provmottagning och Barnlab, främst av barnavdelningar).	




### Röd propp (utan tillsats av antikoagulantia)

Artikelnr Apokekstjänst och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
<b>61092</b> Becton Dickinson AB 367819	Röd propp, 7 mL, drar 6 mL blod, tillsats av koagulationsaktivator, utan gel, plaströr, <i>Vacutainer</i> Läkemedel, Zink (KKF) Virus- och bakterieserologi (KMB) Antikroppsundersökning, stamcellsutredning och njurutredning, Cellulärimmunologi (KITM)	


### Guldgul propp (utan tillsats av antikoagulantia)

Artikelnr Apoteksstjänst och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
<b>61106</b> Becton Dickinson AB 366566	Guldgul propp, 7 mL, drar 5 mL blod, tillsats av koagulationsaktivator, gel, plaströr, <i>Vacutainer</i> Hormoner, CgA, Tumörmarkörer (KKF) Allergi, Autoimmunitet (KITM)	



### Mintgrön och grön propp (Li-Heparin)

Artikelnr Apoteksstjänst och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
<b>61101</b> Becton Dickinson AB 366567	Mintgrön propp 7 mL drar 4,5 mL blod, Li-heparin med gel, plaströr, <i>Vacutainer</i> Allmänkemi, Proteiner, B12, Folat, hCG, Hjärtmarkörer, Tyroideahormoner	




<b>61111</b> Becton Dickinson AB 368496	Grön propp 5 mL drar 4 mL blod Li-heparin utan gel, plaströr, <i>Vacutainer</i> Na, K, Krea och Troponin I, för analys på i-STAT (KKF)	
--	--	--


### Mörkblå propp (Na-Heparin)

Artikelnr Apotekstjänst och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
<b>61110</b> Becton Dickinson AB 369623	Mörkblå propp 5 mL drar 4 mL blod, Na-heparin, plaströr, <i>Vacutainer</i> Aminosyror, Calciumjon, Plasma-Hb (KKF)	
<b>61109</b> Becton Dickinson AB 369622	Mörkblå propp, 7 mL drar 6 mL blod, Na-heparin, plaströr, <i>Vacutainer</i> Bly, Kadmium Kvicksilver, Kristaller (KKF) Immunfenotypning blod och benmärg (KP) Kromosomanalys och FISH- analys (KG) Immuknow, Cellulärimmunologi (KITM)	

### Lila propp (EDTA)

Artikelnr Apotekstjänst och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
<b>61095</b> Becton Dickinson AB 367862	Lila propp, 5 mL drar 4 mL blod, EDTA, plaströr, <i>Vacutainer</i> Blodstatus, SR, HbA1c, Ammoniumjon, Immunsuppressiva läkemedel Genotypning (KKF) HLA klass II-typning sjukdomsassociation, Flödescytometri, Cellulärimmunologi (KITM)	



<b>61096</b> Becton Dickinson AB 365900	Lila propp, 7 mL drar 6 mL blod, EDTA, plaströr, <i>Vacutainer</i> Aldosteron, Renin, (KKF) Komplementanalyser, autoimmunitet (KITM) Stamcellsutredning och njurutredning, Cellulärimmunologi (KITM) Blodgruppering och förenlighetsprovning, Immunhematologi (KITM) DNA-och RNA-påvisning (PCR) (KMB) DNA-och RNA baserad diagnostik (KG)	
--	--	--

#### Ljusgul propp (ACD)


Artikelnr Apotekstjänst och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
<b>70198</b> Becton Dickinson AB 367756	Ljusgul propp, 7 mL drar 6 mL blod, ACD-lösning, glaströr, <i>Vacutainer</i> , HLA-klass I-typning B27, stamcellsutredning och njurutredning, Cellulärimmunologi (KITM)	

#### Rosa propp (Citronsyra-Citrat-NaF)

Artikelnr Apotekstjänst och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
<b>53688</b> Hettich Labinstrument AB 454513	Rosa propp 5 mL drar 3 mL blod Citronsyra-Citrat-NaF- plaströr, <i>Vacurette</i> Glukos (KKF)	



### Grå propp (Natriumfluorid/Kaliumoxalat)

Artikelnr Apotekstjänst och leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
<b>61097</b> Becton Dickinson AB 368921	Grå propp 5 mL drar 4 mL blod Natriumfluorid/Kaliumoxalat- tillsats (NaF/K-oxalat), plaströr <i>Vacutainer</i> Laktat (KKF)	

leverantören	Rörtyp/användningsområde	Foto
Sarstedt 04.1959.001	S-Monovetterör med 1,6 mL  Hirudin, Multiplate (KITM)  Dessa rör hämtas på Blodcentralen.	

KG = Klinisk genetik

KITM = Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

KKF = Klinisk kemi och farmakologi

KMB = Klinisk mikrobiologi

KP = Klinisk patologi