



**AKADEMISKA  
SJUKHUSET**

**Nyheter från**  
**Klinisk kemi och farmakologi**  
Akademiska laboratoriet



2020-05-13

## **Ändrad rörtyp vid provtagning av Chromogranin A**

Fr.o.m. 2020-05-12 skall beställningar av S-Chromogranin A endast ske i serumrör (Gul propp, utan tillsats). Ändrad rutin är förberedande för ett kommande metodbyte. För aktuell provtagningsrutin, se "Sök analys" under labhandbok.se för detaljer avseende provhanteringen.

Mats Gåfväls  
Överläkare  
Klinisk kemi och Farmakologi  
[Tel 018-611 24 49](tel:018-6112449)

Erica Helin  
Processansvarig  
Klinisk kemi och Farmakologi  
[Tel 018-611 42 82](tel:018-6114282)