



2019-04-02

Nya referensintervall för S-Trijodtyronin, fritt (FT3) och S-Tyroxin, fritt (FT4)

Från och med den 9 april 2019 gäller nya referensintervall för S-Trijodtyronin, fritt (FT3) och S-Tyroxin, fritt (FT4). Metoder, provtagningsbetingelser och pris är oförändrade (se www.labhandbok.se). Referensintervallen omfattar 2,5:e-97,5:e percentilen för friska individer.

Referensintervallen för FT3 och FT4 baserar sig på uppgifter från fabrikanten av analysreagenset (Roche Diagnostics AB) och har utökats till att omfatta ålderskategorierna 0-6 dagar samt >6dagar-3 mån.

S-Tyroxin, fritt (FT4) pmol/L	S-Trijodtyronin, fritt (FT3) pmol/L
Barn	Barn
0 - 6 dagar: 11 - 32	0 - 6 dagar: 2,7 - 9,7
>6 dagar- 3 mån: 11,5 - 28	>6 dagar- 3 mån: 3,0 - 9,3
>3 mån - 12 mån: 11,9 - 26	>3 mån - 12 mån: 3,3 - 9,0
>1 år - 6 år: 12,3 - 23	>1 år - 6 år: 3,7 - 8,5
>6 år - 11 år: 12,5 - 22	>6 år - 11 år: 3,9 - 8,0
>11 år - 20 år: 13 - 21	>11 år - 20 år: 3,9 - 7,7
Vuxna	Vuxna
>20 år: 12 - 22	>20 år: 3,1 - 6,8

Mats Gäfväls
Överläkare
Tel.018-611 24 49

Jakob Lundin
Ingenjör
Tel.018-611 91 77

Erica Helin
Processansvarig
Tel. 018 - 611 42 82