



2026-08-24

Barn referensintervaller för S- Androstendion

Från och med den 7 september 2026 införs barnreferensintervaller för S- Androstendion. Referensintervallen baseras på publicerade data, där analyserna utfördes med samma analysplattform (Immulite 2000) med samma metod (en kompetitiv, kemiluminiscent) som används vid vårt laboratorium.

S- Androstendion referensintervaller (nmol/L)

Barn och ungdomar (år):	Flickor	Pojkar
7–9	<3,2	<2,8
10–11	<10,5	<4,6
12–13	1,4–11,9	<5,6
14–15	2,5–15,1	1,4–10,2
16–17	3,2–14,4	3,9–10,9

Metod limitation: IMMULITE 2000-metoden kan inte användas för att fastställa lägre referensgränser för flickor under 12 år och pojkar under 14 år.

Xiaoyan Xu
Driftansvarig läkare
+46 18 611 4243

Ylva Hedeland
Sjukhuskemist
+46 18 611 4521